

革新的なフェイスクアで、
期待をこえる素顔との出逢いを。

[Approach 01]

表情筋
メソッド

[Approach 02]

美容バリ
メソッド

2つの独自メソッドで、より効果的にアプローチ。

これまで届かなかった、表情筋の深い部分まで刺激を与えて、

引き締めやハリなど、肌の内側から美しさへと導きます。



[Point 01]

素顔をほぐして、笑顔を鍛える。

表情筋の筋膜リリースをしたあとは、EMSで顔まわりのトレーニングを。

—
顔まわりを先端の「エフェクトロッド^{※1}」で押ししたり、末端の「ヒートサーフェイス^{※1}」で流したりすることで、フェイスラインを支えている表情筋の筋膜リリースが可能。さらに、表情筋の凝りをほぐして血行をよくしたあと、両端からの「デュアルウェーブEMS^{※2}」による刺激で顔の筋肉にアプローチすれば、うれしい笑顔もアップできます。

[Point 02]

美容バリののように、深くまで。

サロンみたいに顔を温めてから、美容バリのような引き締めを。

—
約41℃に温められる「ヒートサーフェイス」で、表情筋・フェイスライン・目元などを流すと、プロの施術を受けているような心地よさで、肌を整えてハリを。さらに、温めた顔まわりに、「デュアルウェーブEMS」による刺激を与えれば、美容バリののように表情筋の深層部までアプローチして、健康的で引き締まった表情へと導きます。

[Point 03]

最適な刺激で、最高の素顔へ。

ピンポイントでスポットを探して、いつでもセルフでプロの手技を。

—
国内初の独自技術「スポットセンシングテクノロジー」を搭載し、筋肉を刺激しやすいスポットの位置を「スポットセンサー」で探して的確に特定。さらに、探し出したスポットに、ピンポイントで「デュアルウェーブEMS」の刺激を与えれば、スッキリとしたハリのある表情になり、表情筋やデコルテからリフレッシュできます。



- ※1 医療用にも使われている素材「316ステンレス」を採用し、アレルギー反応などを最小限に抑えられます。また、耐食性・耐酸性・耐アルカリ性などにも優れていて、長期間使い続けても弾力性などが変わることはありません。
- ※2 筋肉の収縮・弛緩を繰り返す5Hzと収縮が持続する25Hzの、2つの波形を組み合わせた独自プログラムにより、すべての複雑な表情筋に的確なアプローチができます。

[Feature 02]

ヒートサーフェイス

温浴効果も得られる約41℃に温める機能を搭載し、表情筋や胸鎖乳突筋などを温めながらケアできます。

国内初テクノロジー

スポットセンシングテクノロジー

特殊なパルスを皮膚表面から流し、的確にスポット[※]を探することができる、国内で初めての独自技術。

※美容効果などが高い作用点で、EMSも流れやすい。

[Feature 01]

エフェクトロッド

特殊技術によるスプリングは、程よい力加減で滑らかな押し戻しをして、表情筋やスポットを気持ちよく刺激できます。

[Feature 03]

デュアルウェーブEMS

同一方向に流れる2つのパルスが表面だけでなく、表情筋の深層部までアプローチ。

通常のEMS

表面のみ強く作用するが、表情筋の深くまではアプローチできない。

[Original Methods]

プロフェッショナルと共同開発/監修

◇ オリジナルメソッド共同開発



石川 時子

表情筋トレーナー。美容コンサルタント。株式会社クレア代表取締役。Beautiful Smile協会理事。
2011年に表情筋トレーニングに出会い、2015年よりプロ講師として活動を開始。現在は表情筋トレーニングの第一人者として、オーガーマイのレッスンをを行い、フジテレビめざましテレビの「スマイル・チャージ」の他メディア・雑誌・各企業の監修で活躍。

◇ 美容バリメソッド監修



岡本 真理

日本メディカル美容鍼協会 代表・日本美容皮膚科学会会員。米国留学中に鍼灸に出会い、その神秘さに惹かれ、東洋医学を学ぶべく帰国。鍼灸師国家資格を取得後に渋谷の郷鍼療所にて研鑽を積み、2009年5月に麻布ハリークをオープン。