

◇ Point 06

防水仕様※で、
シャワータイムにも。

※ 本製品の仕様はIPX6となります。
シャワーでの使用は可能ですが、
水やお湯の中に浸けないでください。



美容皮膚科の医師が監修



監修
山崎 まいこ

まいこ ホリスティック スキン クリニック 院長

＜所属学会＞

日本皮膚科学会 / 日本形成外科学会 / 日本美容皮膚科学会

日本レーザー医学会 / エイジングケア学会指導士

“超音波を使うことで皮膚や筋肉などにダメージを与えることなく、安全にアプローチできるキャビテーションと、熱を加えることで巡りを良くするRF、その2つの機能によってより高い効果が期待できます。”

美しさへの、物語を。

STELLA

BEAUTE

シェイプキャビテーション
¥48,000 (tax in)

2408S02

Instagram
@stellabeaute_jp



Shape Cavitation

理想の、
シェイプへ。

体も顔も、全身をケアして、
さらに美しいシェイプを。

2405S04



美しさと癒しを叶える、
本格的なボディケア。




◦ Point 01

ウルトラソニック(超音波)で、
理想のボディへ。

周波数 500kHz の超音波振動で、
心地よいボディケアを。



ラードが溶けるほどの超音波効果。




◦ Point 02

RF(高周波)の温熱作用で、
効果的なケアを。

肌をより深く※、より長く温めることができる、
RFの温熱作用で、全身にさらなる効果を。

※角質層まで




◦ Point 03

EMSをあやつる、
独自技術「DFRP」で、
奥深くまで※。

異なるタイミングで16個の電極からEMSを流す、
独自技術「Dynamic Fast Rhythm Pulse (DFRP)」を採用。
筋肉を鍛えることで、理想のボディケアを。

※ 深層筋まで



◦ Point 04

3タイプのLEDで、さらなる効果を。



※1 肌が整うことにより、毛穴が目立ちにくくなること。


※2 キメが整うことによる肌の見え方。

◦ Point 05


部位にあわせて選べる、3種類のモード。



Bodyケアモード
ブルーLEDで、肌の状態を整える。



Burnケアモード
より強力にRF・DERPでアプローチする。



Faceケアモード
顔や顔まわりに、最適なケアをする。

