

性能比較

[IPL & LED Flash Device]

	STELLA BEAUTE IPL&LED光美容器	A 社	B 社	C 社
ムダ毛ケア※1	◎ 業界最高 19.5J	◎ 18.5J	○ 16.0J	○ 10.0J
美肌ケア※1	◎	○	-	-
アクネケア※1	◎	-	-	-
透明肌ケア※2 (グリーン LED)	◎	-	-	-
冷却機能	◎ W アイスプロテクション (5℃)	○	△	-
クリーンシステム	◎	-	-	-
スタンド	◎	-	-	-
スピードケア	◎ 業界最速 0.18 秒間隔	△	-	△

※1 製品に搭載されたモード名称

※2 キメが整うことによる肌見え方



SB-IFD03-WH (サントリーニホホワイト)



SB-IFD03-GR (モンサントグレー)

美しさへの、物語を。
STELLA
BEAUTE

IPL&LED光美容器
¥68,000 (tax in)
2503S02

Instagram
@stellabeaute_jp



憧れる、素肌へ。



STELLA
BEAUTE

IPL & LED Flash Device

使うたび、超透明な肌※1に。

ずっとグリーン LED が届く、
きっと驚く透明肌※1 ケアを。

—

ムダ毛ケア・美肌ケア・アクネケアと一緒に「透明
肌※1 ケア」も叶えられる、IPL とグリーン LED を同時
照射する史上初※2 テクノロジー「デュアルディープア
プローチ」で、理想の超透明肌※1 へ。



IPL (インテンス・パルス・ライト)：医療現場でも使用される
有害な紫外線をカットした可視光線の束で、幅の広い波長を
持っていることが特徴です。

※1 キメが整うことによる肌見え方。
※2 当社史上初
※3 製品に搭載されたケアモード名称
※4 角質層まで
※5 角質くすみ



[当社史上初※2 テクノロジー] デュアルディープアプローチ

グリーン LED で叶える、超透明な肌※1。

肌深部※4までアプローチすることができる、効果的な波長を採用したグリーン
LED (495～530nm) の特殊光。くすみ※5などを狙った「透明肌※1ケア」で、
信じられないほどに明るく透明肌※1のある肌へと導いてくれる。



ムダ毛ケアを、どこまでも。

ひとりで簡単スマートに、
徹底的な全身ムダ毛ケア※1を。

—

家庭用 IPL 光美容器としては当社史上最高峰の
19.5Jの照射パワーで、徹底的な全身ムダ毛ケア※1
が可能。

さらに、同時照射されるグリーン LED で透明肌※2
へと導いてくれる。

IPL(インテンシス・パルス・ライト)：医療現場でも使用される
有害な紫外線をカットした可視光線の束で、幅の広い波長を
持っていることが特徴です。

※1 体の部位や肌の状態により、使用できない箇所がありま
す。本製品は、医療機器や永久脱毛機器ではありません
が、継続的なご利用で、ムダ毛の目立ちにくい肌を保つこ
とができます。

※2 キメが整うことによる肌の見え方。



超高速 0.18 秒間隔の、 連続照射モード。

当社史上最速レベルで連続照射ができる、
「オート照射モード」を搭載。

最速 0.18 秒間隔 (照射レベル 1) の時短ケアで、
スムーズ & スピーディにツルスベ肌へと導く。



サロンのように、 美しく。

史上初※1
テクノロジー

2つのモードと透明肌※2で叶える、
プロ並みの本格的な美肌ケアを。

—

幅広い波長の IPL (510 ~ 1200nm) で、さまざまな
肌悩みにアプローチ。ムダ毛ケア時様に同時照射
されるグリーンLED(波長 495 ~ 530nm) で、プロ
並みの本格的な「透明肌※2 ケア」を実現。

※1 当社史上初

※2 キメが整うことによる肌の見え方

※3 角質くすみ

※4 角質層まで



【新機能】美肌を叶える 2 モードに、グリーン LED をプラス。

01 美肌ケアモード

角質層にまで刺激を促し、継続的に使うことで
「オート照射モード」を搭載。

02 アクネケアモード

赤み・跡などの気になる箇所に照射して、
キメを整えて目立ちにくく健やかな肌へと導く。

+

透明肌※2 ケア

くすみ※3などを狙って肌深部※4へアプローチするグリーン
LEDで、透き通るような明るい肌へと導く。



冷たさは、やさしさ。

想像以上に肌の痛さ・熱さを抑える、
あなた想いな独自の冷却を。

—

ケア部分の肌を冷やして痛みを抑える「冷却アイ
スプレート」と、その冷たさを広く均等に届ける
「サファイアクリスタル」による独自の「W アイス
プロテクション」機能を搭載。




強力に冷やして痛みを抑える
冷却アイスプレート



広く均等に冷却できる
サファイアクリスタル



痛みを感じにくいIPLの波長



きれいなままと、 手軽に。

史上初※
テクノロジー

置くだけで自動的に清潔さを保ち、
いつでもすぐに使えるケアを。

—


本体を付属スタンドに置いておくだけで、わずか 2 分で
照射面をクリーンにできる、史上初※のテクノロジー
「オートクリーンシステム」を搭載。

※ 当社史上初



◇ 使い方

[01]



電源 ON
電源コードをつないでから、電
源ボタンを 2 秒間長押しして
電源を ON に。

[02]



肌色検知 +
モード・レベル設定
使用前に、肌色検知センサー
(赤点減ランプ) で肌の色を検
知。肌がセンサー全体を覆う
ようにしっかり当てて、正しく
検知されると照射できるよう
になります。

[03]



照射
側面の照射ボタンを押して、ケ
アしたいところに照射。照射ボ
タンを 2 秒間長押しすれば、
時短でケアできる「オート照射
モード」に切り替わります。

[04]



オートクリーン
照射後は、本体をスタンドへ。
オートクリーンシステム(LED)
で、照射面を自動でクリーン
グして、次に使うときまで清潔
に保ちます。

