



流れる、
細部まで。


肌の細部へと伝わり流れる、
LLLTによる美肌・美髪への
土台ケアを。

美肌 美髪 めぐり


「LLLT(低出力レーザー)」とは、Low Level Laser Therapyの略で、さまざまな分野で活躍している技術。通常のレーザーとは異なり、肌の細部へと熱損傷を与えずに光エネルギーを伝達して、美肌や美髪を叶えてくれる。




効果的に アプローチする 7種類の刺激




LLL^T (低出力レーザー)
髪や頭皮の細部にまで、
流れるように刺激を。




VIB (バイブレーション)
頭皮・肌に微弱な振動を与えて、心地よいリラックスを。




EMS (低周波微電流)
表情筋や全身の筋肉に、
効果的な刺激を。




プラズマイオン
イオンで静電気を抑えながら、うるおいを保った髪へ。



EP (エレクトロポレーション)
頭皮・肌の通過性を高めて、
栄養成分の効果的な浸透を。



テラヘルツ
髪表面の水分を内部へと浸透させ、ツヤのある髪へ。



RF (高周波)
肌表面の水分に反応させて、
じんわりと肌の温めを。

※ EMS : SHAPEケアモード時のみ。
※ EP : BOOSTケアモード時のみ。

上がる、素顔へ。

EMSが表情筋を、RFが肌表面を、
同時に刺激するリフトケアを。

リフトケア フェイスライン 角質くすみ

効果的に アプローチする 7種類の刺激



EMSが表情筋を、RFが肌表面を、
同時に刺激するリフトケアを。

リフトケア フェイスライン 角質くすみ

表情筋などの筋肉へアプローチする「EMS(低周波微電流)^{※1}」や、じんわり肌を温めてくれる「RF(高周波)」、心地よい振動の「VIB(バイブルーション)」により、効率的にシェイプケア。さらに、顔をはじめ頭皮や体の凹凸に合わせて伸縮する「シルクフィットピン」で、異なる刺激を同時にムラなく与えられ、素顔のリフトケアへと導いてくれる。



生かす、美髪へ。

LLLTやプラズマイオンなどの刺激で、
生き生きしていく美しい髪を。

頭皮 毛髪 ハリ コシ ツヤ 静電気抑制

頭皮や毛穴の細部にまでアプローチする、「LLLT」のレーザー刺激。さらに、髪表面の水分を内部へ浸透させる「テラヘルツ」や、静電気を抑え、髪のうるおいを保たせる「プラズマイオン」、それらの刺激の組み合わせにより、深層^{※3}からも表面からも生き生きしたツヤがあり手触りのよい髪へと導いてくれる。

つねに、清潔に。

防水IPX6^{*}の性能で、ピンの汚れなどを水洗いすることも可能。また、付属の充電スタンドは、わずか2分のうちに自動で照射面を清潔にできる「オートクリーン機能」を備え、本体を置いておくだけでキレイな状態へ。

※ 本体のみ。充電スタンドには、防水性能はありません。

スタンドのライトは、イメージです。本体がスタンドから離れた瞬間にライトが消えるため、目視することはできません。

・ 美容皮膚科の医師が監修



山崎まいこ（まいこホリスティックスキンクリニック院長）

<所属学会> 日本皮膚科学会 / 日本形成外科学会 / 日本美容皮膚科学会 /
日本レーザー医学学会 / エイジングケア学会指導士

エイジングケアのお悩みというの多いのですが、まず土台作りとして大事なポイントになるのが、めぐりを良くすることです。LLLTは安全性の高い低出力レーザーですが、アメリカではFDAにも認証されている技術で、肌のハリやめぐりを良くしたりということが期待できます。





【グレードアップ】
EP5レベル
(従来品3レベル)



【グレードアップ】
EMS5レベル
(従来品3レベル)




【グレードアップ】
防水IPX6
(従来品IPX4)



【グレードアップ】
RF6レベル
(従来品4レベル)



【グレードアップ】
VIB3レベル
(従来品2レベル)



・ 新カラー「ニースローズピンク」登場

これまでの2色に加えて、愛らしいピンク系の新色を追加。
3色のラインナップから、自分の好みに合わせてセレクトできる。

カラー名：
サントリーニホワイト/モンサントグレー/ニースローズピンク



インタビュー
動画掲載中

