

IPL 光美容器

Luna

大好きな、
素肌へ。

はじめてのムダ毛ケアなら、
『IPL 光美容器 Luna』。
痛みと熱さを抑えて、
美肌ケアまでも。

サロン級のケアを、
うれしいコスバ&タイパとともに。
さあ、しっかりと、きちんと、
大好きな素肌へ。



美しさへの、物語を。

STELLA BEAUTE

IPL 光美容器 Luna
¥48,000 (tax in)
2504S03

Instagram
@stellabeaute_jp

IPL 光美容器

Luna

ずっとキレイに、
やっと出逢えた。

STELLA BEAUTE

わたしの肌、
いつも
更新中。

My skin,
always
evolving anew.



Soft, smooth, and simply relaxing.



お家でも簡単に、 サロン級の全身*ムダ毛ケア。

高機能 STELLA IPL システムで
ワキ・腕・脚・VIO などの"濃い毛"から、
顔・指・背中などの"うぶ毛"まで、
全身*のムダ毛ケアを。

※ 体の部位や肌の状態により、使用できない箇所があります。
本製品は、医療機器や永久脱毛機器ではありませんが、
継続的なご利用で、ムダ毛の目立ちにくい肌を保つことができます。



スピーディな時短ケアで、 タイパも超満足。

最速 0.18 秒間隔 (照射レベル 1) での
連続照射ができる「オート照射モード」で、
ツルスベ肌へと導きます。




全身ケア
5 min

連続照射
0.18sec※

※ 照射レベル 1



気になるムダ毛、
すべて Luna におまかせ。

ワキ 腕 脚 VIO etc.




やさしい独自ケアで、 痛み*もストレスも抑制。

肌を冷やして痛みを抑えてくれる、
独自の「W アイスプロテクション」で、
肌の痛みとダメージをやさしく軽減※。



広く均等に、痛さ・熱さを抑制。

冷やして痛みを抑制する「冷却アイスプレート」と、
広い面積を瞬間的に冷却する「サファイアクリスタル」による、
独自の「W アイスプロテクション」を搭載。
ケアによる痛さ・熱さを、同時に抑えています。



※ 痛みの感じ方には個人差があり、すべての痛みをなくすものではありません。

痛みを感じにくい、波長の光を採用。

痛みを感じにくい波長 510~1200nm の光を採用。
ムダ毛ケアのストレスを、極限まで低減※しています。



健やかな肌へと導く、 美肌ケアモード。

さまざまな肌トラブルにアプローチができる
「美肌ケアモード」も搭載。
赤み・くすみ※などが目立ちにくい
キメの整った健やかな肌へ。

※ 角質くすみ



いつでも清潔に 使えるので、 お肌にも安心。


史上初※1のテクノロジー「オートクリーンシステム」
により、付属スタンドに本体を置いておくだけで、
わずか 2 分のうちに自動で照射面をクリーンに。

※1 当社史上初

※2 スタンドのライトはイメージです。



オートクリーン
システム



男性の濃いヒゲやスネ毛も、 しっかり Luna でケア。

家庭用としては当社史上最高水準の照射パワーなので、
ヒゲやスネ毛など男性の濃いムダ毛にも対応。
もちろん男性でも、全身*のムダ毛ケアを行えます。

※ 体の部位や肌の状態により、使用できない箇所があります。
本製品は、医療機器や永久脱毛機器ではありませんが、
継続的なご利用で、ムダ毛の目立ちにくい肌を保つことができます。

【Supervisor】 美容皮膚科の医師が監修



ムダ毛ケア初心者でも安心して続けやすい
必要以上に強いエネルギーをあててしまうと、お肌に過剰な刺激を
与える恐れがあります。Luna は 肌色検知機能で自分の肌色に適し
た出力を自動的に設定してくれ、ムダ毛初心者にとっても親切なお仕事
みだと思えます。

山崎 まいこ (まいこ ホリスティック スキン クリニック 院長)

〔所属学会〕日本皮膚科学会 / 日本形成外科学会 / 日本美容皮膚科学会 /
日本レーザー医学会 / エイジングケア学会指導士

◇ 使い方

1. 電源ボタンを 2 秒間長押しして、電源を ON。
2. 肌色検知センサーを、ケアしたい部位にあてて照射の準備。
3. しっかりと照射口を密着させ、押し当てて照射。
4. 電源を OFF にしたら、スタンドに戻してオートクリーン。



SB-IFL01-01
(コットンホワイト)



SB-IFL01-02
(ミルクティー
ページュ)